



Unsere **livingskin™** Produktreihe beinhaltet alle mit hochqualitativem Silikon gefertigten Passivprothesen, welche individuell an die Hautfarbe und das Erscheinungsbild des Patienten angepasst werden.

Produktspezifikationen

- Diese nach Maß gefertigten und von Hand bemalten Prothesen ermöglichen eine individuelle Anpassung an den Patienten durch:
 - eine optimale Farbbestimmung und Angleichung an die natürliche Hautfarbe des Patienten
 - persönliche Sondermerkmale wie Härchen, Sommersprossen, Muttermale oder Narben
- Passive Prothesen können Patienten durch bestimmte Funktionen wie zum Beispiel: drücken, ziehen, stabilisieren, das leichte Halten von Gegenständen oder beim Tippen am Computer im Alltag unterstützen.
- Die aufgetragenen Farben und Sondermerkmale werden von einer dünnen, durchsichtigen Silikonschicht umhüllt, welche vor dem Verblässen der Farben schützt.
- Verstellbare Innendrähte können ebenfalls integriert werden, um das Positionieren der Finger für bestimmte Tätigkeiten zu ermöglichen.

Vorteile

- Silikon ist ein vielseitiges und langlebiges Material, welches Ihnen eine realistisch aussehende, fast unbeschmutzbare Prothesenoption bietet.
- Unser erstklassiger Kundenservice bietet:
 - Ein qualitativ hochwertiges Produkt und kurze Lieferzeiten
 - Ein erfahrenes Team, welches sich allen technischen Herausforderungen stellt, um eine Lösung zu finden
- Eine **livingskin™** Prothese kann auch ideal als Zusatzprothese für Nutzer dienen. Sie können je nach Bedarf zwischen Ihrer myoelektrischen und passiven Prothese wechseln.



Unser Versprechen an Sie

Touch Bionics verpflichtet sich nur hochqualitative und einwandfreie **livingskin™** Produkte zu liefern. Wir garantieren, dass das gelieferte Produkt den Bedarf Ihres Patienten entspricht.

Das Bestellen einer livingskin™ Prothese

Wir bieten Prothetikern, die eine **livingskin™** Prothese anpassen möchten, zwei Arten der Bestellung an.

my livingskin™

Unser revolutionäres Farberfassungssystem via iPad ermöglicht es Ihnen in kürzester Zeit die Hautfarbe Ihres Patienten akkurat zu bestimmen und festzuhalten und Sondermerkmale, wie Härchen, Äderchen, Sommersprossen und Nagelform auszuwählen. Das Programm arbeitet mit Ihnen den Bestellvorgang Schritt für Schritt durch, welches in einer hochqualitativen Prothese oder dann Ihre individuell gestaltete **skin match™** Handschuh resultiert.

In Ihrer Werkstatt/Klinik

Gerne schicken wir einen unserer Touch Bionics Klinik-Mitarbeiter zu Ihnen. Dieser assistiert bei der Versorgung Ihres Patienten und steht Ihnen mit technischem Know-how beim Bestellprozess zur Seite. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Mitarbeiter der Klinik nur ab einem Patientenaufkommen von mind. 4 Patienten zu Ihnen kommen können.

