

touch


bionics BY ÖSSUR

i-digits™ quantum

Design. Geschicklichkeit.
Intelligente Bewegung.

Die erste vollständig maßgeschneiderte, multiartikulierende Teilhandprothese, die mit nur einer einfachen Geste gesteuert werden kann.

- Intelligenter:
 - Patentierte i-mo™ technology verwendet einfache Gesten für den Griffwechsel
 - Annäherungskontrolle über grip chips™ durch Bluetooth
- Schneller:
 - Um 30% höhere Geschwindigkeit der Finger nach Bedarf
- Stärker:
 - Bis zu 30% mehr Kraft nach Bedarf
 - 50% längere Akkulaufzeit
- Verbessertes Design der Komponenten für einfachere und zuverlässigere Fertigung
- Schmäler:
 - Schlankeres Design für eine natürlichere Formgebung, natürlichere Form
 - Schmalere Finger erhältlich




ÖSSUR


TOUCH
SOLUTIONS

Össur Touch Solutions wurden entwickelt um bestmögliche Ergebnisse für Menschen mit fehlenden Gliedmaßen der oberen Extremität zu gewährleisten.


i-digits™ quantum wurden speziell für Menschen mit Teilhandverlust entwickelt. Die Anpassung der i-digits™ quantum kann bei Verlust von einem bis hin zu fünf Fingern und/oder Teilen der Mittelhand erfolgen.



Optionen zur Fingerpositionierung:



Finger-Größenoptionen:



FOLLOW US ON



TEL +49 6221 3579 060
FAX +49 6221 5859 931
WWW.TOUCHBIONICS.DE

 **ÖSSUR**
LIFE WITHOUT LIMITATIONS